


## Comment mouler votre protège-dents Game Guard pour adulte ou junior :

**Avertissement :**  
Eau bouillante, les mineurs doivent être supervisés à tout moment.




### 1 Moulage du protège-dents



- a. Remplissez un récipient approprié d'eau bouillante et laissez refroidir pendant **30 secondes**.



- b. Placez le protège-dents dans l'eau pendant **40 secondes**. **Ne dépassez pas cette durée.** Retirez à l'aide d'un ustensile adapté.




- c. Le protège-dents doit paraître et être mou et malléable au toucher. Si ce n'est pas le cas, remettez le protège-dents dans l'eau pendant 10 secondes supplémentaires. **Veillez noter :** si l'eau s'est trop refroidie, le protège-dents ne sera pas suffisamment mou pour être moulé, s'il est trop dur, recommencez avec de l'eau récemment portée à ébullition.



- d. Avant le moulage, laissez le protège-dents suffisamment refroidir. Placez délicatement le protège-dents sur les dents supérieures, serrez les dents, tout en aspirant fortement, et à l'aide de vos doigts, appuyez les bords du protège-dents contre vos dents et vos gencives. **Continuez ce processus pendant 30 secondes.**

- e. Retirez le protège-dents et laissez-le refroidir sous l'eau froide du robinet pendant **60 secondes**. Le protège-dents doit être froid avant de pouvoir le remettre dans la bouche.



- f. Remettez le protège-dents dans la bouche et vérifiez si sa forme est adaptée et s'il reste en place. Le protège-dents ne doit pas tomber de lui-même et doit être confortable ; si ce n'est pas le cas, les étapes ci-dessus peuvent être répétées.

**Si, après avoir répété le processus de moulage, vous ressentez toujours une gêne, ne l'utilisez pas.**

### 2 Avertissements importants

- Ne pas mâcher le protège-dents
- Ne pas porter le protège-dents s'il présente des signes d'usure, des fissures ou des fentes, si tel est le cas, jeter le protège-dents et le remplacer par un nouveau
- Ne pas laisser une autre personne en dehors de l'utilisateur désigné utiliser le protège-dents
- Ne pas exposer le protège-dents à une chaleur extrême ou à la lumière directe du soleil, toujours le ranger dans la boîte lorsqu'il n'est pas utilisé
- À l'intention des parents - veuillez vérifier régulièrement si le protège-dents est bien adapté à la bouche de votre enfant pour vous assurer qu'il n'interfère pas avec le développement de sa bouche et de ses dents
- Si vous portez un appareil dentaire ou un autre appareil adapté à vos dents, il est conseillé de consulter votre chirurgien-dentiste ou votre orthodontiste pour vérifier si le protège-dents convient. Ne jamais porter un protège-dents par-dessus un appareil dentaire, à moins qu'il n'ait été approuvé par la personne qui pose l'appareil dentaire
- Les protège-dents constituent uniquement un équipement de protection individuelle et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, telles qu'un dispositif anti-ronflement ou pour empêcher le grincement des dents.

### 3 Rangement du protège-dents :

- Nettoyez toujours votre protège-dents à l'eau froide après l'utilisation
- N'utilisez pas de rince-bouche, de dentifrice ou d'autres produits nettoyants
- Nettoyez la boîte du protège-dents à l'eau tiède. Assurez-vous toujours que le protège-dents est sec avant de le ranger dans la boîte
- Gardez toujours le protège-dents dans sa boîte lorsqu'il n'est pas utilisé
- Inscrivez le nom de l'utilisateur de manière indélébile sur la boîte du protège-dents

Dans le cas où le protège-dents doit être retourné, veuillez le renvoyer dans son emballage d'origine, accompagné de toute la documentation. Chaque boîte de protège-dents est marquée du numéro de lot du fabricant pour faciliter la traçabilité.

**Les protège-dents ont été testés conformément à la norme BSI DD 253:2001 et sont entièrement conformes aux normes CE ; une copie de notre certificat peut être téléchargée sur notre site Web.**

La marque **GAME GUARD** appartient à la société Paul Norman Plastics Limited  
Paul Norman Plastics LTD., Unit S5, Inchbrook Trading Estate,  
Bath Road, Woodchester, Stroud, Gloucestershire, GL5 5EY

